


カールフィッシャー水分測定試薬 アクアミクロン™ 滴定剤SSZ 3mg 1L瓶販売開始

ご要望にお答えしこの度、アクアミクロン滴定剤SSZ3mg 1L瓶の販売を開始しました。従来の500mL瓶からの切り替えにより、滴定剤交換の効率化が期待できますので、ご検討の程よろしくお願ひ致します。



僕の新しい仲間、
SSZ3mg 1L瓶が
登場したよ、よろしくね!



<http://www.mcckf.com>

アクアミクロンボトルくん

SS-Zシリーズ (ピリジンフリー・クロルフリータイプ)

SS-ZシリーズはSS-Xシリーズの後継品です。

品名	品名略号	規格	包装	主な溶媒	用途
滴定剤SS-Z	SSZ10M	力価 0.7~1.2mgH ₂ O/mL	500mL ガラス瓶入	ジエチルグリコールモノエチルエーテル	【低水分用】 低水分サンプルの測定に適した滴定剤です
	SSZ30M *SSZ30L	力価 2.5~3.5mgH ₂ O/mL	500mL、*1L ガラス瓶入	ジエチルグリコールモノエチルエーテル	広範囲のサンプルに適用可能な滴定剤です
	SSZ50M *SSZ50L	力価 4.5~5.5mgH ₂ O/mL	500mL、*1L ガラス瓶入	ジエチルグリコールモノエチルエーテル	広範囲のサンプルに適用が可能で、高水分サンプルにも適した滴定剤です
脱水溶剤GEX	GEX	水分 0.2mgH ₂ O/mL以下	500mL ガラス瓶入	メタノール	【一般用】 有機溶媒、無機薬品、農薬、医薬、肥料、合成洗剤 等
脱水溶剤OLX	OLX	水分 0.5mgH ₂ O/mL以下	500mL ガラス瓶入	ヘキサノール、エタノール	【油類用】 ナフサ、ガソリン、電気絶縁油、植物油 等
脱水溶剤OLII	OL2	水分 0.3mgH ₂ O/mL以下	500mL ガラス瓶入	クロロホルム、メタノール	【油類・油脂類用】 (クロロホルム含) 上記に加え、油脂類(硬化油、マーガリン等) 等
脱水溶剤KTX	KTX	水分 0.5mgH ₂ O/mL以下	500mL ガラス瓶入	プロピレンカーボネート ジエチルグリコールモノエチルエーテル	【ケトン用】 ケトン、低級カルボン酸 等
脱水溶剤SU	SSU	水分 0.2mgH ₂ O/mL以下	500mL ガラス瓶入	ホルムアミド、メタノール	【糖類用】 糖、蛋白、ゼラチン、添加物、飼料 等